

# טבלת פרמטרים עדכנית

## ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

פלוסים +6.00D עד +0.25D (בקפיצות של 0.25D)			כוחות מינוס גבוהים -9.00D עד -6.50D (בקפיצות של 0.50D)					כוחות מינוס נמוכים -6.00D עד 0.00D (בקפיצות של 0.25D)					
-1.75	-1.25	-0.75	-2.75	-2.25	-1.75	-1.25	-0.75	-2.75	-2.25	-1.75	-1.25	-0.75	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10°
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20°
						✓	✓			✓	✓	✓	30°
						✓	✓			✓	✓	✓	40°
						✓	✓			✓	✓	✓	50°
						✓	✓			✓	✓	✓	60°
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70°
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80°
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90°
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100°
✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	110°
						✓	✓			✓	✓	✓	120°
						✓	✓			✓	✓	✓	130°
						✓	✓			✓	✓	✓	140°
						✓	✓			✓	✓	✓	150°
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160°
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170°
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180°
3 צילינדרים, 10 זוויות			2 צילינדרים, 18 זוויות 3 צילינדרים נוספים, 5 זוויות					3 צילינדרים, 18 זוויות 2 צילינדרים נוספים, 10 זוויות					



**2876**  
**פרמטרים**

כל עדשות המגע ממותג ACUVUE הינן בעלות חסימת טו מדרגה 1 או 2 ועוזרות לתת הגנה מפני מעבר של קרינת טו מזיקה אל הקרנית ופניה העין. עדשות מגע חוסמות טו אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי טו כגון: משקפי מגן או משקפי שמש חוסמי טו, מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה. המשיכו להשתמש במשקפי שמש חוסמי טו כפי שהומלץ לכם על ידי המומחה לבריאות העין. לקבלת מידע נוסף אודות הרכבה, טיפול ובטיחות נאותים, יש לעיין בהוראות השימוש או לבקר ב-אתר נ&J שלנו [www.jnjvisioncare.co.il](http://www.jnjvisioncare.co.il)  
AOFArange-10-22. 2022 קר בע"מ © גיי סי הלת' קר בע"מ